

EN Safe Squeeze Nail Scissors

- Safe Squeeze Design
- Soft Silicone Handle
- Safe Rounded Blade Tip

WARNING! Scissors are sharp. Do NOT leave scissors within reach of children. Handle with care. Scissors include protective cover and feature rounded tips for safety.

To trim baby's nails: Clean before first use. When trimming, press the fingertip pad away from the nail in order to avoid nicking baby's skin. Trim along the natural curve of the fingernail. Trimming your baby's nails is easier if there is another adult to help hold baby still, or at a time when the baby is sleeping or feeding.

To clean: Wipe with rubbing alcohol and rinse in warm water. Wipe dry.

Soft & Safe Brush + Comb

- Soft and Gentle Bristles
- Safe Rounded Comb

To clean: Wash brush and comb with warm, soapy water and air dry.

Nasal Aspirator

The Nasal Aspirator is easy to use and quickly clears blockages in baby's nose to relieve nasal congestion.

To clear blockages in baby's nose: Before first use clean with warm, soapy water. Begin by holding baby in an upright position. Squeeze the aspirator bulb while placing the tip of the aspirator in baby's nostril and gently release bulb to create a vacuum, drawing out the blockage from baby's nasal passages. Repeat with other nostril. Take caution not to use excessive force or over-insert the aspirator into the nostril.

To clean: It is important to clean the aspirator after every use with warm, soapy water. For best results, squeeze and release the bulb repeatedly while submerged in water. Squeeze out all excess water from the bulb in order to dry.

FR Coupe-ongles pression sécuritaire

- Design à presser sécuritaire
- Poignée en silicone souple
- Pointe de lame arrondie sécuritaire

AVERTISSEMENT ! Les ciseaux à ongles sont tranchants. Ne laissez PAS les ciseaux à ongles à portée des enfants. Manipulez-les prudemment. Les ciseaux à ongles comprennent un étui protecteur et des pointes arrondies sécuritaires.

Pour couper les ongles du bébé : Lavez avant la première utilisation. Pour couper, pressez le coussinet au bout du doigt pour l'éloigner de l'ongle et éviter d'entailler la peau du bébé. Coupez le long de la courbe naturelle de l'ongle. La taille des ongles du bébé est plus facile lorsqu'un autre adulte immobilise le bébé ou pendant que ce dernier dort ou se nourrit.

Pour nettoyer : Essayez avec de l'alcool à friction et rincez à l'eau tiède. Essayez pour sécher.

Brosse + peigne doux et sécuritaire

- Poils souples et délicats
- Peigne arrondi sécuritaire

Pour nettoyer : Lavez la brosse et le peigne à l'eau tiède, savonneuse et séchez à l'air.

Aspirateur nasal

L'aspirateur nasal est facile à utiliser et il élimine rapidement les obstructions du nez de bébé pour soulager la congestion nasale.

Pour retirer les occlusions du nez du bébé : Avant la première utilisation, nettoyez à l'eau chaude savonneuse. Tenez le bébé en position verticale. Pressez la poire d'aspiration tout en plaçant la pointe de l'aspirateur dans la narine du bébé, puis relâchez délicatement la poire pour générer une succion et évacuer l'occlusion des voies nasales du bébé. Répétez dans l'autre narine. Prenez soin de ne pas exercer une force excessive ni d'insérer l'aspirateur trop profondément dans la narine.

Pour nettoyer : Il est important de nettoyer l'aspirateur à l'eau tiède savonneuse après chaque usage. Pour de meilleurs résultats, pressez et relâchez la poire plusieurs fois pendant qu'elle est submergée dans l'eau. Pressez pour évacuer l'excédent d'eau de la poire afin qu'elle sèche.

ES Tijeras de uñas de agarre seguro

- Diseño de agarre seguro
- Mango suave de silicona
- Punta redondeada segura

¡ADVERTENCIA! Las tijeras son afiladas. NO deje las tijeras al alcance de los niños. Manéjelas con cuidado. Las tijeras incluyen una cubierta protectora y tienen puntas redondeadas para más seguridad.

Para cortar las uñas al bebé: Límpielas antes de usarlas por primera vez. Al cortar, empuje la punta del dedo lejos de la uña para evitar cortar la piel del bebé. Corte siguiendo la curva natural de la uña. Cortar las uñas a su bebé es más fácil si otro adulto ayuda a sostener quieto al bebé o si lo hace cuando el bebé esté durmiendo o comiendo.

Para limpiar: Pase un paño con alcohol y enjuague en agua tibia. Seque con un paño.

Cepillo + Peine Suaves y Seguros

- Cerdas suaves y delicadas
- Peine seguro con puntas redondeadas

Para limpiar: Lave el cepillo y el peine con agua tibia, jabonosa y deje secar al aire.

Aspirador nasal

El Aspirador nasal es fácil de usar y destapa rápidamente la nariz del bebé para aliviar la congestión nasal.

Para destapar la nariz del bebé: Antes del primer uso, límpielo con agua tibia y jabón. Comience por sostener al bebé en posición vertical. Con la punta del aspirador en la fosa nasal del bebé, apriete y suelte suavemente la pera del aspirador para crear un vacío, lo que destapará los conductos nasales del bebé. Repita con la otra fosa nasal. Tenga cuidado de no usar demasiada fuerza ni insertar demasiado el aspirador en la fosa nasal.

Para limpiar: Es importante limpiar el aspirador después de cada uso con agua tibia jabonosa. Para obtener mejores resultados, apriete y suelte la pera varias veces mientras lo mantiene sumergido en el agua. Apriete hasta sacar el exceso de agua de la pera para que seque.